

상완식 혈압계 비교표

제품 이미지											
모델명	HEM-7600T	HEM-7530T	JPN710T	JPN616T	JPN610T	HEM-7155T	HEM-7156T	HEM-7156	HEM-7127	HEM-7144T1	HEM-7143T1
블루투스 협합계 (OMRON Connect)	●	●	●	●	●	●	●	-	-	●	●
적용커프	피트커프 <sup>*5)</sup>	연성커프	피트커프	피트커프	피트커프	피트커프	피트커프	피트커프	연성커프	연성커프	연성커프
대상 팔 둘레	22 ~ 42cm	17 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	22 ~ 42cm	17 ~ 42cm	17 ~ 42cm	17 ~ 42cm
기본제공 커프	-	(L)22 ~ 42cm	-	-	-	-	-	-	(M)22 ~ 32cm	(L)22 ~ 42cm	(M)22 ~ 32cm
별매 커프	-	(S)17 ~ 22 cm	-	-	-	-	-	-	(S)17~22cm, (L)22~42cm	(S)17 ~ 22cm	(S)17~22cm, (L)22~42cm
심전도	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-
고혈압 표시 <sup>*1)</sup>	아침고혈압	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
	고혈압	-	●	●	●	●	●	●	-	●	●
아침/저녁 평균값 표시	-	-	●	-	-	-	-	-	-	-	-
평균값 표시 <sup>*2)</sup>	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
메모리	-	90회	2인 x 100회	2인 x 100회	100회	2인 x 60회	60회	60회	30회	30회	30회
불규칙 맥파	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
커프 착용 가이드	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
체동감지	●	-	●	●	●	●	●	●	●	●	●
시계 기능	-	-	●	●	●	●	●	●	-	-	-
AC 어댑터	-	-	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)	● (별매)
본체무게	약 240g <sup>*3)</sup>	약 550g <sup>*3)</sup>	약 460g <sup>*3)</sup>	약 340g <sup>*3)</sup>	약 340g <sup>*3)</sup>	약 340g <sup>*3)</sup>	약 337g <sup>*3)</sup>	약 337g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>
크기(WxHxD)	약 120x85x20mm <sup>*4)</sup>	약 232x98x123mm <sup>*4)</sup>	약 191x85x120mm <sup>*4)</sup>	약 105x85x152mm <sup>*4)</sup>	약 105x85x152mm <sup>*4)</sup>	약 105x85x152mm <sup>*4)</sup>	약 105x85x152mm <sup>*4)</sup>	약 105x85x152mm <sup>*4)</sup>	약 103x80x129mm <sup>*4)</sup>	약 103x82x140mm <sup>*4)</sup>	약 103x82x140mm <sup>*4)</sup>
건전지	AAA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개
기타	일본 생산	일본 생산, 협합계 심전계 일체형	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산	일본 생산

상완식 혈압계 비교표

제품 이미지				
모델명	HEM-7142T2	HEM-7141T1	HEM-7140T1	HEM-7121J
블루투스 협합계 (OMRON Connect)	●	●	●	-
적용커프	연성커프	연성커프	연성커프	연성커프
대상 팔 둘레	17 ~ 42cm	17 ~ 42cm	17 ~ 42cm	17 ~ 42cm
기본제공 커프	(M)22 ~ 32cm	(M)22 ~ 32cm	(M)22 ~ 32cm	(M)22 ~ 32cm
별매 커프	(S)17~22cm, (L)22~42cm	(S)17~22cm, (L)22~42cm	(S)17~22cm, (L)22~42cm	(S)17~22cm, (L)22~42cm
심전도	-	-	-	-
고혈압 표시 <sup>*1)</sup>	아침고혈압	-	-	-
	고혈압	●	●	-
아침/저녁 평균값 표시	-	-	-	-
평균값 표시 <sup>*2)</sup>	-	-	-	-
메모리	14회	14회	14회	마지막 측정값
불규칙 맥파	●	-	-	-
커프 착용 가이드	●	●	●	●
체동감지	●	-	-	-
시계 기능	-	-	-	-
AC 어댑터	● (별매)	● (별매)	● (별매)	-
본체무게	약 250g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>	약 250g <sup>*3)</sup>
크기(WxHxD)	약 103x82x140mm <sup>*4)</sup>	약 103x82x140mm <sup>*4)</sup>	약 103x82x140mm <sup>*4)</sup>	약 108x83x140mm <sup>*4)</sup>
건전지	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개	AA 사이즈 x 4개
기타				

전자동 혈압계 비교표

제품 이미지		
모델명	HCR-1901T2	HCR-1602
블루투스 협합계 (OMRON Connect)	●	-
적용커프	가동식 커프	가동식 커프
대상 팔 둘레	17 ~ 32cm	17 ~ 32cm
고혈압 표시 <sup>*1)</sup>	아침고혈압	●
	고혈압	●
측정자세 가이드	●	●
아침/저녁 평균값 표시	●	●
평균값 표시 <sup>*2)</sup>	●	●
메모리	2인 x 100회	2인 x 84회
불규칙 맥파	●	-
커프 착용 가이드	-	-
체동감지	●	●
시계 기능	●	●
AC 어댑터	● (동봉)	● (동봉)
본체무게	1700g <sup>*3)</sup>	1600g <sup>*3)</sup>
크기(WxHxD)	약 179x211x246 <sup>*4)</sup>	약 230x217x228 <sup>*4)</sup>
건전지	DC 6V 6W (C형1.5V x 4개)	AA 사이즈 x 4개
기타		

손목형 혈압계 비교표

제품 이미지		
모델명	HEM-6232T	HEM-6161
블루투스 협합계 (OMRON Connect)	●	-
적용커프	연성커프	하드커프
대상 손목 둘레	13.5 ~ 21.5cm	13.5 ~ 21.5cm
고혈압 표시 <sup>*1)</sup>	아침고혈압	●
	고혈압	●
측정자세 가이드	●	-
아침 평균치 혈압 표시	●	-
평균값 표시 <sup>*2)</sup>	●	-
메모리	100회 x 2인	30회
불규칙 맥파	●	●
커프 착용 가이드	●	●
체동감지	●	-
시계 기능	●	-
AC 어댑터	-	-
본체무게	약 91g <sup>*3)</sup>	약 85g <sup>*3)</sup>
크기(WxHxD)	약 91x63x13mm <sup>*4)</sup>	약 84x62x21mm <sup>*4)</sup>
건전지	AAA 사이즈 x 2개	AAA 사이즈 x 2개
기타	일본 생산	

※사용된 모든 이미지는 연출된 이미지로 실제 제품과 다를 수 있습니다. 상기 기능은 해당 모델에 한하며, 일부 기능은 사전예약 없이 변경될 수 있습니다.

\*1) 가정혈압 기준값 보다 높은 경우 표시됩니다. / \*2) 10분 이내 3회 측정 평균 / \*3) 건전지 미포함 / \*4) 커프 미포함 / \*5) 본체 커프 일체형